

WbおよびElisa用抗Rbm26ウサギポリクローナル抗体 - Q5T8P6

商品番号: CM0015375

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAに使用可能な抗RBM 26ウサギポリクローナル抗体です。ヒトRNA結合タンパク質26を標的とし、核内poly(A)+ RNAの代謝回転に関与することが知られています。転写後調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM26 Rabbit pAb
別名	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64062
遺伝子ID	64062
免疫原	ヒトRBM26 (NP_071401.3) のアミノ酸65～140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5T8P6
タンパク質分子量	114kDa
輸送方法	保冷剤