

抗Rbm3ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P98179

商品番号: CM0002708



前書き

ヒトRBM3（RNA結合タンパク質3）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。寒冷ストレス研究やRNA結合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM3 ウサギmAb
別名	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5935
遺伝子ID	5935
免疫原	ヒトRBM3（P98179）のアミノ酸58～157番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P98179
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	保冷剤