

Anti-Rbm3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P98179

商品番号: CM0026383



前書き

RBM3 Rabbit

pAbは、ウサギで作製されたポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAについて検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ターゲット：寒冷誘導性mRNA結合タンパク質RBM3（17 kDa、SWISS P98179）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM3 Rabbit pAb
備考/別名	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5935
遺伝子ID	5935
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98179
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ