

Anti-Rbm34 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P42696

商品番号: CM0013884

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたRBM34ウサギポリクローナル抗体。ヒトRNA結合タンパク質34を標的とし、核小体に局在してRNAプロセッシングに関与しています。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM34 Rabbit pAb
備考/別名	RBM34
種	ヒト
遺伝子ID	23029
免疫原	ヒトRBM34（NP_055829.2）のアミノ酸60-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42696
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスパック