


Anti-Rbm39 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q14498

商品番号: CM0019557



前書き

ヒトRBM39

(CAPERα)を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。スプライシングおよび転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM39 Rabbit pAb
備考/別名	HCC1, CAPER, RNPC2, FSAP59, CAPERalpha, RBM39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9584
GeneID	9584
免疫原	ヒトRBM39 (NP_001229528.1) のアミノ酸400-508領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14498
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋