

Anti-Rbm46 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8Tby0

商品番号: CM0024129

前書き

減数分裂と生殖能力の重要な調節因子であるRBM46 (CT68)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。生殖生物学および生殖細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM46 Rabbit pAb
備考/別名	CT68; RBM46
種	ヒト
GeneID (ヒト)	166863
GeneID	166863
免疫原	ヒトRBM46 (NP_659416.1) のアミノ酸1-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TBY0
タンパク質分子量	60kDa
配送条件	氷袋