


Wb、Elisa用 抗Rbm5 ポリクローナル抗体 - P52756

商品番号: CM0014761



前書き

ヒトRBM5に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アポトーシスおよび選択的スプライシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM5 ウサギ pAb
備考/別名	G15, H37, RMB5, LUCA15, LUCA-15, RBM5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10181
GeneID	10181
免疫原	ヒトRBM5 (NP_005769.1) のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52756
タンパク質分子量	92kDa
発送	保冷バッグ