

WbおよびElisa用抗Rbm6ウサギポリクローナル抗体 - P78332

商品番号: CM0014299

前書き

ヒトRBM6に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証されています。RNA結合タンパク質6の機能、選択的スプライシング、肺がん抗原研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM6ウサギpAb
備考/別名	3G2; g16; DEF3; DEF-3; HLC-11; NY-LU-12; RBM6
種	ヒト
GeneID	10180
免疫原	ヒトRBM6（NP_005768.1）のアミノ酸530～770に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78332
タンパク質分子量	129kDa
輸送	保冷バッグ