

Anti-Rbm7 (KO検証済) ウサギモノクローナル抗体 For Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Cqt2

商品番号: CM0010599

前書き

マウスRbm7に対するKO検証済ウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。タンパク質分子量は30 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] Rbm7 Rabbit mAb
備考/別名	1200007M24Rik; 1500011D06Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	10179
GeneID	67010
免疫原	マウスRbm7のアミノ酸87-265に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_659197.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9CQT2
タンパク質分子量	30kDa
配送	保冷バッグ