


抗Rbm7ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y580

商品番号: CM0019655



前書き

ヒトRNA結合タンパク質7（RBM7）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、マウスとの交差反応性も有します。NEXT複合体の機能やRNA代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBM7 ウサギpAb
備考/別名	RBM7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10179
GeneID	10179
免疫原	ヒトRBM7の1-266アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_057174.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y580
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスパック