

Wb、Elisa用抗RbmX/Hnrnp Gウサギポリクローナル抗体 - P38159

商品番号: CM0018372



前書き

ヒトRBMX/hnRNP

Gを認識するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスとも交差反応します。転写、スプライシング、TNFR1シグナル伝達に関与する多機能RNA結合タンパク質を標的とします。腫瘍学および神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBMX/hnRNP G ウサギpAb
備考／別名	RNMX; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27316
GeneID	27316
免疫原	ヒトRBMX/hnRNP Gのアミノ酸1〜95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002130.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P38159
タンパク質分子量	42kDa
輸送	アイスバッグ