

WbおよびElisa用抗Rbmy1Fポリクローナル抗体 - Q15415

商品番号: CM0018849

前書き

ヒトRBMV1F（UniProt Q15415）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ラットとの交差反応性があります。精巣における精子形成およびpre-mRNAスプライシングの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBMV1FウサギpAb
備考/別名	YRRM2 ; RBMV1F
種	ヒト
GeneID（ヒト）	159163
免疫原	ヒトRBMV1F（NP_689798.1）のアミノ酸1～80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q15415
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ