


Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗Rbp1ポリクローナル抗体 - P09455

商品番号: CM0014546



前書き

ヒトRBP1（細胞レチノール結合タンパク質I）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。ビタミンA輸送や脂質滴生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBP1 ウサギpAb
備考/別名	CRBP; RBPC; CRBP1; CRBP1; hCRBP1; CRABP-I; RBP1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5947
GeneID	5947
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRBP1(NP_001352869.1)のアミノ酸1-135番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09455
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	氷袋