

WbおよびElisa用 抗Rbp3ウサギポリクローナル抗体 - P10745

商品番号: CM0025362

前書き

ヒトRBP3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのRBP3（135 kDa）を検出します。これは視覚サイクルにおける重要な光受容体間レチノイド結合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBP3 ウサギ pAb
備考/別名	IRBP; RBPI; RP66; D10S64; D10S65; D10S66; RBP3
種	ヒト
GeneID	5949
免疫原	ヒトRBP3（NP_002891.1）のアミノ酸18-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10745
タンパク質分子量	135kDa
発送	保冷バッグ