


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Rbp4モノクローナル抗体 - P02753

商品番号: CM0010936



前書き

RBP4ウサギモノクローナル抗体（別名 RDCCAS; MCOPCB10）は、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのレチノール結合タンパク質4（血漿レチノール輸送体）と反応します。分子量約21 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBP4 ウサギ mAb
備考/別名	RDCCAS; MCOPCB10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5950
GeneID	5950
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRBP4 (NP_006735.2) のアミノ酸19-201に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02753
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ