


Wb、Elisa用 Anti-Rbp4 ポリクローナル抗体 - P02753

商品番号: CM0015617



前書き

ヒトRBP4（レチノール結合タンパク質4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラット種にわたる内在性レベルを検出します。レチノール輸送およびビタミンA代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBP4 ウサギ pAb
備考/別名	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5950
遺伝子ID	5950
免疫原	ヒトRBP4 (NP_006735.2) のアミノ酸19-201に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02753
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ