


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rbp7ポリクローナル抗体 - Q96R05

商品番号: CM0024327



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗RBP7抗体。WB、IF/IC C、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのRBP7（CRBP4/CRABP4）を認識します。主要な細胞内レチノール輸送タンパク質です。レチノイド代謝およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBP7 ウサギpAb
別名	CRBP4; CRABP4; CRBP4V; RBP7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	116362
GeneID	116362
免疫原	ヒトRBP7 (NP_443192.1) のアミノ酸1-134番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96R05
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷剤