

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rbpjkモノクローナル抗体 - Q06330

商品番号: CM0005467



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのRBPJK（CBF-1、SUH）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスRBPJK（56 kDa）と反応します。Notchシグナル伝達と転写調節の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBPJK ウサギ mAb
備考/別名	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3516
GeneID	3516
免疫原	合成ペプチド ヒトRBPJK (Q06330) のアミノ酸100-200に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q06330
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ