

抗Rbpjkウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q06330

商品番号: CM0024989



前書き

ヒトRBPJK（RBP-J、CBF1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。Notchシグナル伝達および転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBPJK ウサギpAb
備考/別名	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3516
GeneID	3516
免疫原	ヒトRBPJK（NP_976028.1）のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06330
タンパク質重量	56 kDa
配送	アイスパック