

WbおよびElisa用抗Rc3H1/Roquin-1ポリクローナル抗体 - Q5Tc82

商品番号: CM0019225



前書き

ヒトRC3H1（Roquin-1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済み。転写後遺伝子制御および免疫応答の研究に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RC3H1ウサギpAb
備考／別名	FHL6; IMDSHY; RNF198; ROQUIN; RC3H1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	149041
遺伝子ID	149041
免疫原	ヒトRC3H1（NP_742068.1）のアミノ酸834～1133に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5TC82
タンパク質分子量	126kDa
輸送	保冷バッグ