

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rcc1ポリクローナル抗体 - P18754

商品番号: CM0027674



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのRCC1を標的とするウサギポリクローナル抗体。染色体凝縮およびRanを介した核プロセス研究に不可欠。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RCC1 ウサギ pAb
備考/別名	CHC1; RCC1-I; RCC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1104
免疫原	ヒトRCC1 (NP_001260.1) のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18754
タンパク質重量	45kDa
配送	保冷バッグ