


Anti-Rcc2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9P258

商品番号: CM0016250



前書き

ヒトRCC2 (TD-60)

タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。細胞周期制御、分裂期、および低分子量GTPaseシグナル伝達経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RCC2 Rabbit pAb
備考/別名	TD-60; RCC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55920
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRCC2 (NP_001129676.1) のアミノ酸323-522に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P258
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ