

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rce1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y256

商品番号: CM0020700

前書き

ヒトRCE1（CAAXプレニルプロテアーゼ2/FACE2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。36 kDa。プレニル化タンパク質プロセッシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RCE1 ウサギ pAb
備考/別名	FACE2; RCE1A; RCE1B; RCE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9986
遺伝子ID	9986
免疫原	ヒトRCE1（NP_005124.1）のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y256
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ