


WbおよびElisa用抗Rcl1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2P8

商品番号: CM0025636



前書き

ヒトRCL1（RNA 3'末端リン酸シクラーゼ様タンパク質）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。リボソーム生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RCL1 ウサギ pAb
備考 / 別名	RNAC; RPCL1; RCL1
種	ヒト
遺伝子ID	10171
免疫原	ヒトRCL1（NP_005763.3）のアミノ酸1～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2P8
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋