

## 抗Rcn1ウサギポリクローナル抗体（Wb/If/Icc/Elisa対応） - Q15293

商品番号: CM0018863

### 前書き

ヒトRCN1（レティキュロカルビン-1）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応性を示し、小胞体カルシウムシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | RCN1 ウサギ pAb                                        |
| 別名         | RCN; RCAL; PIG20; HEL-S-84; RCN1                    |
| 対象種        | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 5954                                                |
| GeneID     | 5954                                                |
| 免疫原        | ヒトRCN1（NP_002892.1）のアミノ酸30～331番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                     |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                              |
| SWISS      | Q15293                                              |
| タンパク質分子量   | 39kDa                                               |
| 発送方法       | 氷袋梱包                                                |