

WbおよびElisa用 Anti-Rcn2 (Reticulocalbin-2) ポリクローナル抗体 - Q14257

商品番号: CM0018939

前書き

ヒトRCN2 (Reticulocalbin-2) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。小胞体カルシウム結合タンパク質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] RCN2 Rabbit pAb
備考 / 別名	E6BP; ERC55; ERC-55; TCBP49; N2
種	ヒト
遺伝子ID	5955
免疫原	ヒトRCN2 (NP_002893.1) のアミノ酸23-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14257
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ