


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Rcvrnポリクローナル抗体 - P35243

商品番号: CM0029325



前書き

ヒトリカバリン（RCVRN）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。視覚伝達研究や癌関連網膜症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RCVRN ウサギpAb
備考 / 別名	RCVI; RCVRN
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5957
遺伝子ID	5957
免疫原	ヒトRCVRN (NP_002894.1) のアミノ酸1〜200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35243
タンパク質分子量	23 kDa
輸送方法	氷袋