

WbおよびElisa用Anti-Rdh11ポリクローナル抗体 - Q8Tc12

商品番号: CM0021995

前書き

WBおよびELISAに適したAnti-RDH11ポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのレチノール脱水素酵素11を検出します。予測分子量35 kDaの、レチノイド代謝において重要な酵素を標的とします。IVDおよび研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RDH11 Rabbit pAb
備考/別名	MDT1; CGI82; PSDR1; RALR1; SCALD; ARSDR1; HCBP12; RDJCSS; SDR7C1; RDH11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51109
遺伝子ID	51109
免疫原	ヒトRDH11 (NP_057110.3) のアミノ酸70-145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8TC12
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋