

Anti-Rdm1 (Rad52B) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Ng50

商品番号: CM0030558

前書き

WBおよびELISAで検証されたRDM1ウサギポリクローナル抗体。マウスと交差反応します。ヒトRAD52モチーフ含有タンパク質1（シスプラチン耐性に関連するDNA/RNA結合タンパク質）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RDM1 Rabbit pAb
備考/別名	RAD52B; RDM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	201299
GeneID	201299
免疫原	ヒトRDM1（NP_663629.1）のアミノ酸125-284に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8NG50
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋