

Wb、Elisa用 Anti-Reck ポリクローナル抗体 - O95980

商品番号: CM0028369



前書き

ヒトRECK（Kazalモチーフを持つシステインに富むタンパク質による形質転換抑制因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、マウスと交差反応性あり。Wntシグナル伝達、血管新生、腫瘍生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RECK ウサギ pAb
備考/別名	ST15; RECK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8434
GeneID	8434
免疫原	組換えタンパク質；ヒトRECK (NP_066934.1) のアミノ酸110-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95980
タンパク質分子量	106kDa
輸送	保冷バッグ