


Anti-Recoverin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, El (Elisa) - P35243

商品番号: CM0010559



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質な抗Recoverinウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。Recoverinは光受容におけるカルシウムセンサーです。視覚研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Recoverin Rabbit mAb
備考/別名	RCV1; RCVRN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5957
免疫原	ヒトRecoverin (NP_002894.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35243
タンパク質分子量	23 kDa
配送	アイスバッグ