

WbおよびElisa用Anti-Recql4ウサギポリクローナル抗体 - O94761

商品番号: CM0026678



前書き

ヒトRECQL4を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプル中のRECQL4を検出します。DNAヘリカーゼ機能とゲノム安定性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RECQL4 ウサギ pAb
備考/別名	RECQ4; RECQL4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9401
免疫原	ヒトRECQL4 (NP_004251.3) のアミノ酸231-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94761
タンパク質分子量	133kDa
輸送	保冷バッグ