

WbおよびElisa用Anti-Reep1ウサギポリクローナル抗体 - Q9H902

商品番号: CM0026892

前書き

ヒトREEP1（痙性対麻痺31タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのREEP1（約22 kDa）を検出します。小胞体（ER）ネットワークおよび神経変性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REEP1 Rabbit pAb
備考/別名	DSMA6; HMN5B; SPG31; Yip2a; C2orf23; REEP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65055
遺伝子ID	65055
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H902
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ