

Wb、If-P、Elisa用抗Reep2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brk0

商品番号: CM0021825

前書き

WB、IF-P、ELISA用のREEP2ウサギポリクローナル抗体です。ヒトREEP2を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。遺伝性痙性対麻痺に関与する小胞体ネットワーク形成タンパク質を標的としており、神経科学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REEP2 Rabbit pAb
備考/別名	SPG72; Yip2d; C5orf19; SGC32445; REEP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51308
遺伝子ID	51308
免疫原	ヒトREEP2 (NP_057690.2) のアミノ酸93〜252番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9BRK0
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋