

Wb、Elisa用Anti-Reep5ポリクローナル抗体 - Q00765

商品番号: CM0016795

前書き

REEP5に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのREEP5を検出します。心筋小胞体機能の研究に最適です。免疫原はアミノ酸残基120-189に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REEP5 Rabbit pAb
備考/別名	DP1; TB2; YOP1; POB16; Yip2e; D5S346; C5orf18; REEP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7905
GeneID	7905
免疫原	ヒトREEP5 (NP_005660.4) のアミノ酸120-189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00765
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋