

WbおよびElisa用Anti-Reg1Aポリクローナ抗体 - P05451

商品番号: CM0029465



前書き

ヒトREG1A（Lithostathine-1-alpha）を標的とする高品質なウサギポリクローナ抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。臍臓および脳の再生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REG1A Rabbit pAb
備考/別名	P19, PSP, PTP, REG, ICRF, PSPS, PSPS1, REG1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5967
GeneID	5967
免疫原	ヒトREG1A (NP_002900.2) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
(SWISS)	P05451
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ