

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Reg3Aウサギポリクローナル抗体 - Q06141

商品番号: CM0014712



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質な抗REG3Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。抗菌および炎症反応の研究を目的としてREG3A（Q06141）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REG3A Rabbit pAb
別名	HIP, PAP, PAPI, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
種	ヒト
遺伝子ID	5068
免疫原	ヒトREG3A（NP_002571.1）のアミノ酸27～175に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06141
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷剤