

WbおよびElisa用 抗Reg4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Byz8

商品番号: CM0013344



前書き

ヒトREG4に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。再生臍島由来タンパク質4（消化管炎症および癌に関与するレクチン）を標的とします。大腸癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REG4 ウサギ pAb
備考/別名	GISP; RELP; REG-IV; REG4
種	ヒト
GeneID	83998
免疫原	ヒトREG4（NP_114433.1）のアミノ酸23-158に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9BYZ8
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ