


Anti-Relb Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01201

商品番号: CM0007374



前書き

このRELB Rabbit

mAbは、ウェスタンブロット、IHC-

P、免疫沈降、およびELISAで検証された組換えモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、およびラットのRELB（62 kDa）を認識し、NF- κ B転写因子経路の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RELB Rabbit mAb
備考/別名	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5971
免疫原	組換えタンパク質[ヒトREL (NP_006500.2) のアミノ酸296-436に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01201
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ