


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Relbウサギポリクローナル抗体 - Q01201

商品番号: CM0016674



前書き

ヒトRELB（転写因子RelB）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。NF-kappa-Bシグナル伝達、リンパ球の発生、炎症の研究に適しています。分子量約62 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RELB ウサギpAb
備考/別名	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5971
GeneID	5971
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRELB（NP_006500.2）のアミノ酸296～436に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01201
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ