

抗Reln ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P78509

商品番号: CM0024469



前書き

RELN ウサギポリクローナル抗体はWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのRELNを検出します。組換え免疫原（アミノ酸50-190）。神経科学および発生生物学研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RELN Rabbit pAb
備考/別名	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5649
免疫原	ヒトRELN（NP_005036.2）のアミノ酸50-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78509
タンパク質分子量	388kDa
発送	水袋