

Wb、If/Icc、Elisa用抗レニンモノクローナル抗体 - P00797

商品番号: CM0004992



前書き

ヒトレニン（P00797）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。レニン-アンジオテンシン系の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	レニン ウサギ mAb
備考/別名	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5972
遺伝子ID	5972
免疫原	ヒトレニン (NP_000528.1) のアミノ酸250-406AAに対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00797
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ