

## 抗レニンウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P00797

商品番号: CM0021697



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのレニンウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのレニンと反応します。

レニン-

アンジオテンシン系の研究、高血圧、および腎機能解析のための研究ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | Renin Rabbit pAb                                   |
| 備考/別名      | RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renin                          |
| 種          | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5972                                               |
| 遺伝子ID      | 5972                                               |
| 免疫原        | ヒトレニン（NP_000528.1）のアミノ酸250-406に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, ELISA                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | P00797                                             |
| タンパク質分子量   | 45kDa                                              |
| 配送         | アイスパック                                             |