

Wb、Elisa用 Anti-Repin1 ポリクローナル抗体 - Q9Bwe0

商品番号: CM0023589

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのREPIN1ウサギポリクローナル抗体。脂質および鉄代謝調節に関与する64 kDaのDNA結合タンパク質であるヒトおよびマウスREPIN1を検出します。細胞生物学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REPIN1 ウサギ pAb
備考/別名	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
種	ヒト
遺伝子ID	29803
免疫原	ヒトREPIN1（NP_037532.2）のアミノ酸376-567に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BWE0
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ