

Wb用 抗Repin1 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Bwe0

商品番号: CM0005059

前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みのウサギモノクローナル抗REPIN1抗体です。脂肪酸輸送および脂質代謝に関与する60kDaのDNA結合タンパク質を認識し、代謝研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	REPIN1 ウサギmAb
備考 / 別名	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464
交差反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	29803
GeneID	29803
免疫原	ヒトREPIN1 (NP_037532.2) のアミノ酸376-567番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BWE0
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	保冷剤