


ウエスタンブロット、Elisa用 Anti-Reptin/Ruvbl2 ポリクローナル抗体 - Q9Y230

商品番号: CM0013230



前書き

Reptin/RUVBL2 (RUVBL2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。クロマチンリモデリング、転写、DNA修復に関与。NuA4およびINO80複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Reptin/RUVBL2 ウサギ pAb
備考/別名	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10856
GeneID	10856
免疫原	ヒトReptin/RUVBL2 (NP_006657.1) のアミノ酸1-463に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9Y230
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ