

Anti-Reptin/Ruvbl2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y230

商品番号: CM0011727



前書き

ヒトReptin/RUVBL2（RUVBL2、TIP48、ECP51）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済み、マウスと交差反応します。クロマチンリモデリング、転写、DNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Reptin/RUVBL2 ウサギmAb
備考／別名	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10856
GeneID	10856
免疫原	ヒトReptin/RUVBL2（Q9Y230）のアミノ酸350～450領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Y230
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤