


WbおよびElisa用抗Rere（アトロフィン-1様タンパク質）ポリクローナル抗体 - Q9P2R6

商品番号: CM0013180



前書き

ヒトRERE（アトロフィン-1様タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。転写抑制およびアポトーシス経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REREウサギpAb
備考／別名	ARG、ARP、DNB1、ATN1L、NEDBEH、RERE
種	ヒト
GeneID	473
免疫原	ヒトRERE（NP_036234.3）のアミノ酸1～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2R6
タンパク質分子量	172kDa
配送	保冷バッグ