


Anti-Rest/Nrsf ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - Q13127

商品番号: CM0007654



前書き

ヒトREST/NRSF

(Q13127)に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ニューロン遺伝子サイレンシング、クロマチンリモデリング、および神経変性に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REST/NRSF Rabbit mAb
備考/別名	WT6, XBR, HGF5, NRSF, DFNA27, GINGF5, REST/NRSF
種	ヒト
GeneID	5978
免疫原	ヒトREST/NRSF (Q13127)のアミノ酸100-200内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13127
タンパク質分子量	122kDa
配送	アイスバッグ