


If/Icc、Elisa用 Anti-Rest/Nrsf ウサギポリクローナル抗体 - Q13127

商品番号: CM0024564



前書き

ヒトREST/NRSF（RE1サイレンシング転写因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。神経遺伝子制御、幹細胞維持、疾患メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REST/NRSF ウサギ pAb
備考/別名	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
種	ヒト
GeneID	5978
免疫原	ヒトREST/NRSF（NP_001180437.1）のアミノ酸760-1060に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13127
タンパク質分子量	122kDa
発送	保冷バッグ